



Indirectas

Posterior by Od. Perla Acosta

resinas compuestas Indirectas parciales

Diagnósticos y planificación



con enfoque clínico
integral

- Diagnóstico funcional, estético y oclusal.
- Análisis individual de la pieza a restaurar y en conjunto con el sistema.
- Toma de decisiones para obtener resultados predecibles.
Planificación de preparaciones racionales, sustratos, espesores.
- Determinantes previos a la selección de una restauración directa o indirecta

Aislamiento

Absoluto

2

- **Diferentes técnicas y conceptos básicos para el control del campo operatorio**
- **La importancia de la sinergia entre los materiales, técnicas, y estrategias, a la hora de aislar**
- **Como optimizar materiales cuidados, mantenimiento y modificación.**
- **Ligaduras, hilos, . Errores y más**

Estrategias adhesivas

3

Tejidos dentarios. Histología breve para aplicar en la clínica. La longevidad se logra desde las bases.

Sistemas adhesivos ¿Cuál usas? ¿Cuándo? ¿Por qué? Haciendo simple lo complejo. Haciendo realidad los conceptos. Estrategias adhesivas. Conservar la vitalidad pulpar. Zona de sellado periférico

¿Cómo manejar diferentes sustratos dentarios?

Tratamiento y manejo de la restauración previo a la fijación adhesiva. Protocolos.

- Sustitutos dentinario. Que materiales hay en el mercado?
Recomendaciones, experiencias, cuáles, cómo y en qué casos?
- Elevación del margen profundo ¿es necesario? ¿cuándo? ¿por qué? cómo
puedo lograrlo? Técnica paso a paso. Materiales e instrumental para
tratamientos predecibles.

Preparaciones

- Características de una preparación racional y conservadora.
Tipos. Indicaciones. Actualizando conceptos y llevando a la clínica
- Piedras. Fresas. Formas, granulación.
¿Cubrimos cúspides? Cuando. Cuáles? Por qué?
- Toma de decisiones



5

Toma de
Impresión



Analógico / Digital

6

Fase de Laboratorio



- Modelo Geller analógico y digital.

Paso a paso para construir un Geller modificado analógico.

- Anatomía dentaria y oclusión. Cúspides, surcos y fosas



- Restitución de puntos de contacto.

- Técnica de confección de la restauración indirecta en composite. Paso a paso.

Tratamiento y manipulación de la restauración después de terminarla.



-

Fijación Adhesiva

- ¿Con qué fijamos la restauración?
 - Cementos duales y resinas termomodificadas.
- Indicaciones. ¿Porqué y cuándo usar cada uno?
- Resina termomodificadas. Ventajas, propiedades, manipulación.
 - Paso a paso de manera simple. Tips clínicos.
 - Errores frecuentes y como solucionarlos!





8

Acabado y Pulido

- La secuencia de pulido como clave para la longevidad de tus tratamientos. Diferentes fresas múltiples filos, gomas, cepillo, pelos.
- Un protocolo simple y reproducible



Control y Mantenimiento

- Papel de articular, grosores. La clave!
- ¿Dónde desgasto? ¿Cómo lo hago?
- Mantenimiento

9



Errores y Complicaciones

- Como retirar la restauracion del modelo. Posibles complicaciones.
- Conversaremos de relidades clínicas, compartiremos los errores y las posible soluciones!

Material e Instrumental

- **Kit de aislamiento:** arco 6X6 , pinza porta clamps, clamps: W3 W2, B4, 212, perforadora de goma dique. Hilo dental, teflón
- **Modelador de resina**
- **Espátulas para resina** (ideal poder contar con alguna que presente la parte activa bien fina, simil LM Fissura, o un Explorador S.E. N°3. American Eagle)
- **Pincel pelo de Marta** (librería o artísticas), puede ser sintético
Marca:Casan #2. Microbrush
- **Lámpara de fotocurado**
- **Pulido:** (gomas Optimize TDV, discos Praxis TDV, cepillo impregnado en carburado de silicio (opciones de marcas: JOTA, JIFFI Ultradent) cepillos de pelo de caballo marrón y de cabra. blanco
- **Magnificación o lupas.** Ideal



Explorador S.E. N°3. American Eagle




LMI Arte Fissura o simil



Materialles e Instrumental

Esta experiencia nace con la idea de compartir lo que aplicamos día a día en nuestra práctica clínica. Pensado para odontólogos, y estudiantes que deseen profundizar en la odontología restauradora con técnica indirecta en el sector posterior. Diseñado para quienes buscan un upgrade en diagnóstico, planificación, aislamiento, estratificación, pulido, mantenimiento etc, para aquellos interesados en optimizar sus resultados con materiales innovadores y protocolos actualizados.

El objetivo es ofrecer herramientas reproducibles y predecibles, prácticas y didácticas que les permitan abordar casos reales con confianza, precisión y un enfoque biomimético.



*Quiénes nos acompañan
en este camino?*



MUNTAL S.A. +54 9 11 5869-0991

DENTAL

MEDRANO(Sandra) +54 9 11 3803-4117

Carrizo Dental. +54 9 11 5003-2155

META DENTAL. +54 9 11 59547745

BADER. +54 9 11 4081-9469